

## RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDELA



**CZYSTY I PRZYGOTOWANY DO UŻYCIA:** Chyba że opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone. Wielorazowe narzędzie dostarczane użytkownikom w stanie nie-jałowym.

### OPIS

Wielorazowe rurki ustno-gardłowe.

### WSKAZANIA

#### Rurka ustno-gardłowa

Rurka ustno-gardłowa jest wykorzystywana w różnych środowiskach szpitalnych:

- w salach operacyjnych jest wykorzystywana do utrzymania drożności dróg oddechowych, zapobiegając odwróceniu języka u pacjentów po urazie lub w stanie śpiączki.
- u pacjentów znieczulonych, zaintubowanych lub na oddziale intensywnej terapii gwarantuje zachowanie drożności rurki dotchawiczej, unikając jej zmiężdżenia zębami i jest przydatnym narzędziem, umożliwiającym odsysanie wydzielin z części ustnej gardła.

### SPOSÓB UŻYCIA

#### Rurka ustno-gardłowa

1. Wyjmij rurkę ustno-gardłową z opakowania ochronnego.
2. Ustaw rurkę w części ustnej gardła.
3. Jeżeli rurka ustno-gardłowa ma zagwarantować drożność dróg oddechowych, okresowo sprawdzaj przepływ powietrza przez drogi oddechowe.

### INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

1. Preferowane jest czyszczenie i dezynfekcja natychmiast po użyciu rurki. Rurki, które mogły zostać skażone przez pacjenta, muszą być dotykane wyłącznie przez osoby noszące rękawiczki.
2. Wykonaj dokładne czyszczenie za pomocą odpowiednich, delikatnych detergentów medycznych.
3. W trakcie tej procedury unikaj używania szczotek o sztywnym włosiu oraz narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnie urządzenia.
4. Po zakończeniu czyszczenia produkt należy dokładnie optukać wodą demineralizowaną i wysuszyć miękką bezpyłową ściereczką. Niedostępne części (światło wewnętrzne) należy pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
5. Jeżeli czyszczenie jest prowadzone w maszynie, cykl mycia musi być prowadzony w temperaturze około 90°C, natomiast temperatura fazy suszenia nie może przekroczyć 70°C.

### INSTRUKCJE DEZYNFEKCJI:

Prawidłowe umycie jest niezbędnym wymogiem skutecznej następczej dezynfekcji.

Rurkę należy dezynfekować przez zanurzenie w 2% roztworze wodnym aldehydu glutarowego na okres czasu nie krótszy niż 24 godziny. Tego rodzaju dezynfekcja jest sklasyfikowana jako dezynfekcja wysokiego poziomu i jest odpowiednia dla klasy rurek.



## INSTRUKCJE WYJAŁAWIANIA:

Prawidłowe umycie jest niezbędnym wymogiem skutecznej następczego wyjałowienia.

Nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących przed wyjałowieniem.

1. Wykonaj wyjałowienie produktu w autoklawie parowym (w zatwierdzonym cyklu wyjaławiania). Zalecany jest następujący cykl wyjaławiania: autoklaw parowy; 121-123°C; minimalny czas ekspozycji: 15 minut. Te rurki są w stanie wytrzymać przynajmniej 10 kolejnych cykli zalecanego wyjaławiania bez zmiany charakterystyk działania.
2. Po wyjałowieniu sprawdź urządzenie i zachowaj je w aseptycznym środowisku do następnego użycia. Ponowne wyjaławianie oraz ponowne używanie urządzeń jest dopuszczalne do momentu wystąpienia braków oraz degradacji produktu (np. odbarwień, deformacji, odłączania się elementów itp.).

**UWAGA:** Produkt nie zawiera lateksu i nie przewodzi prądu.

## OSTRZEŻENIA

- W celu zredukowania ryzyka kontaminacji urządzenia zaleca się jego czyszczenie lub czyszczenie i dezynfekowanie/ wyjaławianie przy każdej zmianie pacjenta lub przynajmniej raz na tydzień w razie stosowania urządzenia u jednego pacjenta;
- Nie wolno używać szczotek o sztywnym włosiu, które mogłyby uszkodzić wewnętrzne powierzchnie urządzeń.
- Jeżeli stosowana jest zalecana metoda dezynfekcji, urządzeń nie trzeba wyjaławiać.
- Nie zaleca się używania innych metod dezynfekcji (np. soli czwartorzędowych związków amoniowych lub roztworów na bazie chloru); nie gwarantują one dezynfekcji wysokiego poziomu i wiążą się z koniecznością wyjaławiania urządzeń.
- Nie wolno prowadzić dezynfekcji urządzeń roztworami fenolowymi i alkoholowymi oraz formaldehydem.
- Niniejszą instrukcję należy zachować przez cały okres eksploatacji produktu.
- Przy wyrzucaniu i utylizacji urządzenia należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie ze stosownymi szpitalnymi i krajowymi przepisami, dotyczącymi niebezpiecznych odpadów biologicznych.

## POTENCJALNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jednorazowe urządzenia, które nie są czyszczone, dezynfekowane lub wyjaławiane zgodnie z ustaloną częstotliwością lub (w przypadku zmiany pacjenta) wymieniane po użyciu mogą stać się potencjalnym źródłem infekcji.

W celu zredukowania ryzyka kontaminacji instrukcja obsługi zawiera informacje, dotyczące częstotliwości wymiany urządzeń. Przedłużone używanie urządzeń może prowadzić do pogorszenia działania produktu. Używanie urządzeń jest dopuszczalne wyłącznie do wystąpienia pierwszych oznak uszkodzeń lub anomalii i zaleca się sprawdzać urządzenie przed jego każdym użyciem u pacjenta. Przed i po wymianie urządzenia należy dokładnie umyć ręce.

Dystrybutor:

**MedBon – Sklep Medyczny**

M. Grześkowiaka 28/2

62-035 Kórnik

**Tel:** 883 113 112

**Tel:** 783 578 128

**E-mail:** sklep@medbon.pl

**FAX:** (61) 648 26 10

**www.medbon.pl**

COVIDIEN, COVIDIEN with logo and Covidien logo are U.S. and/or internationally registered trademarks of Covidien AG. Other brands are trademarks of a Covidien company.

 Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.  
 Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore.

www.covidien.com